



Características do Produto

Aagitador analógico de tubos composto por 9 roletes;
Acção de balanço e de rotação suave ideal para misturar amostras de sangue, fluídos viscosos e suspensões sólidas/líquidas;
Pode ser utilizado em incubadoras a uma temperatura de 60°C (humidade a 80%) ou em câmaras refrigeradas a uma temperatura abaixo dos 4°C;
Tabuleiro incluído para os eventuais derrames das amostras;
Roletes compatíveis com a maioria dos tamanhos dos tubos;
Protecção microbiana Biocote;
Velocidade Fixa: 33rpm;
Amplitude: 16mm;
Carga Máxima: 5kg;
Tamanho dos roletes: 340 x 30mm;
Alimentação: 230V, 50Hz, 50W;
Dimensões: 565 x 360 x 110;
Peso Líquido: 6,9Kg.

AFG

Avenida do Infante, n 8
Edifício Executivo, 1F
9000 - 015 Funchal, Madeira

291 763 044
geral@afg.pt
www.afg.pt