



### Características do Produto

Aagitador analógico de tubos composto por 9 roletes;  
Acção de balanço e de rotação suave ideal para misturar amostras de sangue, fluídos viscosos e suspensões sólidas/líquidas;  
Pode ser utilizado em incubadoras a uma temperatura de 60°C (humidade a 80%) ou em câmaras refrigeradas a uma temperatura abaixo dos 4°C;  
Tabuleiro incluído para os eventuais derrames das amostras;  
Roletes compatíveis com a maioria dos tamanhos dos tubos;  
Protecção microbiana Biocote;  
Velocidade Fixa: 33rpm;  
Amplitude: 16mm;  
Carga Máxima: 5kg;  
Tamanho dos roletes: 340 x 30mm;  
Alimentação: 230V, 50Hz, 50W;  
Dimensões: 565 x 360 x 110;  
Peso Líquido: 6,9Kg.

#### AFG

Avenida do Infante, n 8  
Edifício Executivo, 1F  
9000 - 015 Funchal, Madeira

291 763 044  
geral@afg.pt  
www.afg.pt