



Características do Produto

Agitador digital de tubos com temporizador composto por 6 roletes;
Acção de balanço e de rotação suave ideal para misturar amostras de sangue, fluídos viscosos e suspensões sólidas/líquidas;
Pode ser utilizado em incubadoras a uma temperatura de 60°C (humidade a 80%) ou em câmaras refrigeradas a uma temperatura abaixo dos 4°C;
Tabuleiro incluído para os eventuais derrames das amostras;
Roletes compatíveis com a maioria dos tamanhos dos tubos;
Protecção microbiana Biocote;
Temporizador: de 1seg. a 90min.;
Velocidade variável entre os 5 e os 60rpm;
Amplitude: 16mm;
Carga máxima: 5Kg;
Tamanho dos roletes: 340 x 30mm;
Dimensões do agitador: 565 x 240 x 110mm;
Alimentação: 230V, 50Hz, 50W;
Peso Líquido: 5,1Kg.

AFG

Avenida do Infante, n 8
Edifício Executivo, 1F
9000 - 015 Funchal, Madeira

291 763 044
geral@afg.pt
www.afg.pt