



### Características do Produto

Agitador digital de tubos com temporizador composto por 6 roletes;  
Acção de balanço e de rotação suave ideal para misturar amostras de sangue, fluídos viscosos e suspensões sólidas/líquidas;  
Pode ser utilizado em incubadoras a uma temperatura de 60°C (humidade a 80%) ou em câmaras refrigeradas a uma temperatura abaixo dos 4°C;  
Tabuleiro incluído para os eventuais derrames das amostras;  
Roletes compatíveis com a maioria dos tamanhos dos tubos;  
Protecção microbiana Biocote;  
Temporizador: de 1seg. a 90min.;  
Velocidade variável entre os 5 e os 60rpm;  
Amplitude: 16mm;  
Carga máxima: 5Kg;  
Tamanho dos roletes: 340 x 30mm;  
Dimensões do agitador: 565 x 240 x 110mm;  
Alimentação: 230V, 50Hz, 50W;  
Peso Líquido: 5,1Kg.

#### AFG

Avenida do Infante, n 8  
Edifício Executivo, 1F  
9000 - 015 Funchal, Madeira

291 763 044  
geral@afg.pt  
www.afg.pt