



Características do Produto

Aagitador vortex de tamanho compacto;
Velocidade fixa de 2500rpm;
Copo em polipropileno adequado aos tubos de 16mm de diâmetro;
Dimensões: 80 x 140 x 80mm;
Alimentação: 230V, 50Hz, 50W;
Peso Líquido: 1,3Kg.

AFG

Avenida do Infante, n 8
Edifício Executivo, 1F
9000 - 015 Funchal, Madeira

291 763 044
geral@afg.pt
www.afg.pt