



### **Características do Produto**

Agitador vortex de tamanho compacto;  
Concebido para a rápida mistura de amostras tanto em tubos como em recipientes pequenos;  
Velocidade fixa: 2500rpm;  
Estrutura robusta;  
Diâmetro Orbital: 4,2mm;  
Dimensões: 135 x 215 x 78mm;  
Alimentação: 90-240V, 50/60Hz, 20W;  
Peso Líquido: 3,2Kg;

#### **AFG**

Avenida do Infante, n 8  
Edifício Executivo, 1F  
9000 - 015 Funchal, Madeira

291 763 044  
geral@afg.pt  
www.afg.pt