



Características do Produto

Agitador vortex de tamanho compacto;
Concebido para a rápida mistura de amostras tanto em tubos como em recipientes pequenos;
Velocidade fixa: 2500rpm;
Estrutura robusta;
Diâmetro Orbital: 4,2mm;
Dimensões: 135 x 215 x 78mm;
Alimentação: 90-240V, 50/60Hz, 20W;
Peso Líquido: 3,2Kg;

AFG

Avenida do Infante, n 8
Edifício Executivo, 1F
9000 - 015 Funchal, Madeira

291 763 044
geral@afg.pt
www.afg.pt