



Características do Produto

Aagitador vortex de tamanho compacto;
Concebido para a rápida mistura de amostras tanto em tubos como em recipientes pequenos;
Velocidade variável dos 200 aos 2500rpm;
Funcional em modo intermitente ou em modo contínuo;
Estrutura robusta;
Diâmetro Orbital: 4,2mm;
Dimensões: 135 x 215 x 78mm;
Alimentação: 90-240V, 50/60Hz, 20W;
Peso Líquido: 3,2Kg;
Opcional: caixa de apoio para placas de microtitulação, para tubos de centrifugação (SA8/1).