



### **Características do Produto**

Bomba de aspiração concebida para um funcionamento contínuo;  
Funcionamento silencioso;  
Mecanismo de montagem rápido e de fácil limpeza;  
Medidor de vácuo;  
Série C 361 com recipientes 1,5L ou 3L, versão com carrinho (móvel) ou versão de bancada (portátil);  
Desempenho: 36l/min, max.-91 kPa;  
2 recipientes para secreções de fluídos corporais de 1,5L ou 3L;  
2 tampas para os recipientes;  
2 pegas para as tampas;  
2 protecções contra salpicos;  
10 filtros bacterianos;  
Conjunto de adaptadores de mangueira (Ø 6 mm / Ø 10 mm);  
Suporte para mangueira no próprio recipiente;  
Mangueira de sucção: Ø = 6 mm, L = 2.10 m;  
Acessórios: carrinho (dois tipos), tabuleiro para carrinho.

#### **AFG**

Avenida do Infante, n 8  
Edifício Executivo, 1F  
9000 - 015 Funchal, Madeira

291 763 044  
geral@afg.pt  
www.afg.pt