



Características do Produto

Bomba de aspiração portátil;
Aspiração eficiente sobretudo em fluídos mais viscosos;
Tripla protecção contra transbordo;
Controlo de vácuo ajustado e indicação do mesmo;
Taxa fluxo de ar da bomba 26 ± 2 l/min;
Vácuo $-78 \text{ kPa} \pm 2 \text{ kPa}$ / $-780 \text{ mbar} \pm 20 \text{ mbar}$ / $-585 \text{ mmHg} \pm 15 \text{ mmHg}$;
Tensão: 230 V~, 50/60 Hz;
Nível Sonoro: 50,0 dB (A) @ 1 m, de acordo com a ISO 7779;
Mangueira de sucção em silicone: $\varnothing = 6 \text{ mm}$, C = 1.3m;
Cabos ligação;
3 filtros bacterianos;
Recipiente com 1L;
Deflector de condensação;
Tampa para recipiente;
Adaptadores de mangueira;
Grampo de retenção;
Dimensões: 250 x 255 x 180mm
Peso: 3,5 Kg.

AFG

Avenida do Infante, n 8
Edifício Executivo, 1F
9000 - 015 Funchal, Madeira

291 763 044
geral@afg.pt
www.afg.pt