



Características do Produto

Bomba de aspiração portátil;
De uso versátil;
Sucção de alta capacidade e vácuo elevado;
Utilizada em várias áreas, tais como, cirurgia visceral, ortopédica, torácica, vascular, mas predominantemente em cirurgia plástica e em processos de lipoaspiração;
Taxa fluxo de ar da bomba: 55 ± 3 l / min;
Vácuo: -98 kPa/-735 mmHg, 230 V~, 50/60 Hz,
Quase silenciosa;
Fácil de manusear;
Recipientes modernos, com filtros para protecção tanto do utilizador bem como dos pacientes;
Ligação de mangueira na parte superior da tampa, reduz a formação de espuma e faz com que o filtro tenha uma maior durabilidade;
Filtro fácil de remover e montar;
Alavanca de transição (opção de escolher o recipiente pretendido);
2 recipientes de 3L cada;
2 tampas para os recipientes;
2 pegas para as tampas;
2 protecções contra salpicos;
10 filtros bacterianos;
Conjunto de adaptadores de mangueira (\varnothing 6 mm / \varnothing 10 mm);
Mangueira de sucção: \varnothing = 6 mm, C = 2.10 m;

AFG

Avenida do Infante, n 8
Edifício Executivo, 1F
9000 - 015 Funchal, Madeira

291 763 044
geral@afg.pt
www.afg.pt



Pedal (opcional);
Dimensões: 940 x 500 x 390mm.

AFG

Avenida do Infante, n 8
Edifício Executivo, 1F
9000 - 015 Funchal, Madeira

291 763 044
geral@afg.pt
www.afg.pt