



Características do Produto

- Concepção Compacta;
- Grande ecrã a cores de 3.5";
- Oito níveis de brilho de ecrã ajustáveis pelo utilizador, proporcionam óptima visualização;
- Correcção de taxa de fluxo: em $\pm 3\%$;
- Caudal regulável de 0.1ml/h a 2000ml/h;
- Sistema avançado de semi-pressão;
- Possibilidade de realização de infusões em várias situações, assim como pequenas infusões para recém-nascidos e infusões rápidas para cuidados de emergência;
- Qualquer alteração é mostrada com exactidão tanto graficamente como numericamente, permitindo ao profissional de saúde uma fácil observação;
- A bomba oferece ajuste até 11 níveis de pressão, de modo a ir de encontro aos requisitos clínicos;
- Quatro unidades de pressão (mmHg, kPa, bar, psi) podem ser convertidas automaticamente de modo a ir de encontro aos diferentes requisitos do utilizador;
- Grampo especial para a bomba concebido para prender o tubo de infusão automaticamente quando a entrada é aberta, evitando a passagem de grande quantidade de líquido e que possa prejudicar o paciente;
- Função anti-bolus;
- 6 níveis de detecção de bolhas de ar;
- Até 2000 períodos de informação são automaticamente armazenados;
- Oito modos de aplicação: Velocidade, Tempo, peso corporal, Aumento/Redução, sequencial, micro-infusão, doseamento e modo AIVT;
- A titulação permite a alteração de caudal durante a operação sem paragem da bomba, garantindo infusão contínua;
- Bateria em funcionamento por mais de 9 horas, tempo de carga de apenas 6 horas;
- Dimensões: 295mm (l) x 87mm(a) x 174(p).