



Características do Produto

Cadeira para dádiva de sangue com rodas;
Estrutura da cadeira em aço tubular envernizado a resina de epóxi;
Encosto e assento da cadeira feitos com painéis de madeira sólidos e contra humidade, compostos por várias folhas e fibras de madeira;
Encosto, assento e apoio de pernas alcochoados, revestidos a couro artificial à prova de fogo, lavável e de fácil limpeza e desinfecção;
Encosto equipado com uma manivela de empurrar, reclinável com o auxílio de alavancas situadas nos laterais da cadeira, movimento por meio de mola a gás;
Apoio de braços também alcochoados e com dispositivo de bloqueio;
Cadeira com duas rodas fixas e duas rodas giratórias com travão;
Dimensões: 80 x 90 x 127cm;
Acessórios disponíveis: suporte intra-venoso, gancho para suporte intra-venoso, suporte para rolo.

AFG

Avenida do Infante, n 8
Edifício Executivo, 1F
9000 - 015 Funchal, Madeira

291 763 044
geral@afg.pt
www.afg.pt