

Cadeira Eléctrica Colheita Sangue Cy-c329

1AFG CYC329



Características do Produto

Cadeira eléctrica utilizada em colheitas de sangue;
Controlo de costas, pernas e assento apenas com um motor;
Movimento da cabeceira para cima e para baixo;
Apoio de braços móveis e rotativos;
Secção das pernas levantável possibilitando o apoio para os pés;
Cadeira esponjosa e com revestimento em couro (cor opcional);
Dimensões Cadeira: 1700mm x 560mm;
Apoio de braços: 450mm x 160mm;
Movimento cabeceira: -15° ~ 25°;
Ângulo secção costas: 25° ~ 55°;
Ângulo secção pernas: -5° ~ -90°;
Altura ajustável: 570mm - 830mm;
Apoio de braços rotativos para fora: 0 ~ 45°;
Ajuste da altura dos apoios de braços: 100mm;
Apoio de braços deslizante: 100mm;
Ajuste do ângulo de inclinação dos apoios de braços: -15° ~ 10°;
Ângulo secção assento: 10° ~ -20°;
Apoio de braços côncavo: R108;
Possibilidade de adaptar monitor (opcional).

AFG

Avenida do Infante, n 8
Edifício Executivo, 1F
9000 - 015 Funchal, Madeira

291 763 044
geral@afg.pt
www.afg.pt