



Características do Produto

Cadeira utilizada em hospitais e em clínicas;
Observação, diagnóstico e operação ginecológica;
Costas da cadeira e posição de Trendelenburg controladas através de uma mola de pressão a gás;
Suporte de pernas pode ser bloqueado, chegado à frente, recolhido, movido para a frente e para trás, altura ajustável;
Enchimento da cadeira em esponja, superfície uniforme e lisa, de fácil limpeza;
Dimensão do topo da cadeira: 1700mm x 500mm;
Altura fixa da cadeira: 820mm(altura opcional);
Inclinação das costas da cadeira: -12° a 75° ;
Inclinação do assento da cadeira: -10° a 15° ;
Rotação para fora do apoio de braços: 0° a 90° ;
Protecção lateral giratória: 90° ;
Rotação para fora dos descansos de pés: $\geq 30^{\circ}$;
Acessórios: Suporte de pernas, bacia em aço inoxidável.

AFG

Avenida do Infante, n 8
Edifício Executivo, 1F
9000 - 015 Funchal, Madeira

291 763 044
geral@afg.pt
www.afg.pt