



### Características do Produto

Cadeira ginecológica utilizada na examinação ginecológica, ecografia, colposcopia, bem como em cirurgias efectuadas em hospitais e clínicas;

Movimentos da cadeira são controlados através de uma consola, constituída por 6 pedais que activam 3 accionadores eléctricos (24V). Esses accionadores ajustam a altura, a posição de trendelenburg e o encosto de costas;

Estrutura da cadeira ginecológica é em aço inoxidável revestida por uma resina resistente INTERPON 700AB.

Altura ajustável dos 520 aos 810mm;

Ajuste posição Trendelenburg 12º;

Ajuste eléctrico do encosto dos 10º aos 75º;

Cadeira equipada com recipiente removível em aço inoxidável, apoio de coxas em poliuretano revestido por tecido resistente à água, apoio de braço forrado com altura ajustável, bateria recarregável, cobertura em ABS, assento lavável, com abertura, duas rodas fixas e uma giratória, suporte para rolo de papel em aço cromado montado na traseira da cadeira;

Possibilidade de adquirir suporte soro (opcional);

Dimensões: 72 x 105cm;

Dimensões encosto: 52 x 86 x 7cm;

Dimensões assento: 52 x 40 x 4cm;

Dimensões recipiente em aço inoxidável: 23 x 16 x 3cm;

Diâmetro Rodas: 50mm;

Espessura alcochoado: 16mm;

Densidade alcochoado: 40 kg/mc;

Capacidade carga: 180kg.