



Características do Produto

Cama eléctrica;
Altura ajustável (através de comando ou através de pedal);
Posição de Trendelenburg, abertura de ângulo até 16°;
CPR de emergência (Reanimação Cardio-Pulmonar);
Travões de segurança laterais;
Mecanismos pneumáticos;
Fácil Limpeza;
Máximo conforto;
Estrutura em aço e revestida a epóxi;
Rodas com 150mm de diâmetro, com fecho central unidireccional;
Movimentos fáceis;
Barra de travagem na parte inferior da estrutura da cama;
Placas da cabeceira e do estribo removíveis;
Com ABS em toda a sua largura desde a cabeceira até ao estribo;
Plataformas (ABS) removíveis;
Painel de controlo incorporado na cabeceira para o paciente;
Painel controlo no estribo para enfermeiro;
Bateria de emergência incorporada capaz de manter todas as funções operacionais durante a falha de energia;
Barras laterais de segurança baixam até 43cm;
Colchão viscogel;
Suporte para Soro ou Anestesia Intravenosa (opcional).

AFG

Avenida do Infante, n 8
Edifício Executivo, 1F
9000 - 015 Funchal, Madeira

291 763 044
geral@afg.pt
www.afg.pt