



Características do Produto

Cama com 4 funções, incluindo posição sentado, utilizada nas unidades de cuidados intensivos;
Eléctrica;
Controlo Remoto;
Posição Sentado: abertura entre os 0º e os 70º;
Inclinação encosto costas: abertura entre os 0º e os 70º;
Inclinação encosto joelhos: abertura entre os 0º e os 35º;
Dimensões: 2140mm comprimento x 940mm largura x 570-780mm altura (altura ajustável);
Todas as funções controladas por dispositivo mecânico (actuador), 220-240V AC, 50 Hz (110V por encomenda);
Painel para a cabeça e para os pés de alta qualidade removível e substituível;
Painéis de cabeça e pés compostos por travão de segurança e roleta pára-choques;
Estrutura em aço e revestida a epóxi;
Plataforma superior alcochoada com 4 partes em grelha;
2 grades de protecção laterais de segurança, fixas ou elevatórias (uma de cada lado);
Bateria de emergência incorporada capaz de manter todas as funções operacionais durante a falha de energia;
Rodas com 125mm de diâmetro silenciosas com sistema de travagem (bloqueio / desbloqueio);
2 rodas com travão de pressionar individual;
Suporte lateral (ambos os lados) para anestesia intravenosa.

AFG

Avenida do Infante, n 8
Edifício Executivo, 1F
9000 - 015 Funchal, Madeira

291 763 044
geral@afg.pt
www.afg.pt