



Características do Produto

Cama com 4 secções, com protecções laterais, altura ajustável (colunas rectangulares telescópicas);
 Cama em aço envernizado a resina de epóxi, protecção anti-bacteriana;
 Inovação, conforto e ergonomia;
 Limpeza e desinfeção facilitadas;
 Encosto e zona femoral controladas electronicamente, enquanto o apoio de pés é controlado através de uma mola de pressão a gás;
 Base do encosto e zona femoral movem-se para trás automaticamente (110 + 40mm) durante a rotação para reduzir a compressão do tórax/pélvis;
 Elevação do encosto a 70mm;
 Zona pélvica fixa;
 Painel controlo;
 Alavanca para encosto rápido;
 Alarme sonoro em caso de travão desbloqueado;
 Extensão de cama integrada 175mm.

AFG

Avenida do Infante, n 8
 Edifício Executivo, 1F
 9000 - 015 Funchal, Madeira

291 763 044
 geral@afg.pt
 www.afg.pt