



Características do Produto

Estrutura da cama composta por quatro secções (3 ajustáveis e 1 central fixa);
Base da cama com dois motores protegidos por um cárter em ABS, ajuste da altura de uma forma sincronizada, ajuste da posição de Trendelenburg e anti-Trendelenburg de uma forma assíncrona;
Outros dois motores contribuem para o movimento da secção do encosto (por meio de um movimento de roto-transferência, que permite atingir a posição de cadeira para um melhor conforto do paciente), e para o movimento da zona pélvica que é fixa, ao contrário da secção das pernas que é movível, através de uma alavanca que funciona com uma mola de pressão a gás;
Cama composta por uma bateria com ligação central que bloqueia e desbloqueia todos os movimentos;
Protecções laterais automáticas, sobem e descem individualmente ou conjuntamente;
Cama composta por várias peças desmontáveis de fácil limpeza e desinfecção (painéis da cabeceira e estribo, por exemplo);
Alarmes sonoros para travões;
Extensão de cama incorporada;
Suporte para manta/cobertor.

AFG

Avenida do Infante, n 8
Edifício Executivo, 1F
9000 - 015 Funchal, Madeira

291 763 044
geral@afg.pt
www.afg.pt