

Candeeiro Halogéneo Qa0000

1AFG QA0000



Características do Produto

Candeeiro de halogéneo com um rodízio de 5 rodas;
Equipado com uma lâmpada de halogéneo de 50W 12V com vidro de protecção;
Alimentação 220V/50Hz;
Transformador 220/12V com isolamento duplo.

AFG

Avenida do Infante, n 8
Edifício Executivo, 1F
9000 - 015 Funchal, Madeira

291 763 044
geral@afg.pt
www.afg.pt