



Características do Produto

Estrutura em aço inoxidável;
Tabuleiro na parte superior e outro na parte inferior;
Conjunto de quatro gavetas ABS com puxador, deslizantes por meio de carris;
Carro com caixote do lixo amovível, bandeja giratória, suporte intra-venoso com ganchos em aço inoxidável, suporte para garrafa em ABS, amortecedores, puxador;
Base com 4 rodas Ø 125, duas com travões;
Dimensões: 80 x 50 x 87 cm.

AFG

Avenida do Infante, n 8
Edifício Executivo, 1F
9000 - 015 Funchal, Madeira

291 763 044
geral@afg.pt
www.afg.pt