



### Características do Produto

Carrinho de emergência/anestesia utilizado em hospitais e clínicas;  
Corpo do carrinho em ABS;  
Carrinho com bloqueio central;  
Colunas do carrinho em ABS a imitar o aço;  
Haste para suporte intra-venoso;  
Cesto para lixo;  
Recipiente de serviço;  
Bolsa para arquivo;  
Prateleira para desfibrilhador;  
Tomada eléctrica, ganchos;  
Prateleira lateral deslizante;  
Topo transparente;  
Recipiente em acrílico;  
2 gavetas pequenas;  
3 gavetas grandes;  
4 rodas, 2 das quais com travão;  
Dimensões do carrinho: 750 x 475 x 920mm;  
Acessório: haste para suporte intra-venoso.

#### AFG

Avenida do Infante, n 8  
Edifício Executivo, 1F  
9000 - 015 Funchal, Madeira

291 763 044  
geral@afg.pt  
www.afg.pt