

## Carrinho Apoio Ai Skh002

1AFG SKH002



### Características do Produto

Carrinho de apoio em aço inoxidável, anti-corrosão;  
Parte superior e parte inferior com prateleiras;  
Carrinho com uma gaveta, uma taça e um balde;  
4 rodas, duas das quais com travão;  
Dimensões: 920 x 450 x 980mm.

#### AFG

Avenida do Infante, n 8  
Edifício Executivo, 1F  
9000 - 015 Funchal, Madeira

291 763 044  
geral@afg.pt  
www.afg.pt