

**Características do Produto**

Carrinho em polipropileno;

Carrinho composto por duas portas pequenas, duas gavetas pequenas e uma gaveta maior na parte superior, numa das laterais existe uma bacia rectangular em aço inoxidável para ligaduras e na outra lateral um caixote do lixo com abertura através do joelho;

Parte superior do carrinho com uma bandeja em aço inoxidável vidrada com espessura de 1mm, com cantos arredondados e ainda uma prateleira para apoiar objectos;

Na retaguarda e na lateral chapas para pendurar objectos;

Carrinho com 4 rodas;

Dimensões: 92 x 55 x 180cm.

AFG

Avenida do Infante, n 8
Edifício Executivo, 1F
9000 - 015 Funchal, Madeira

291 763 044
geral@afg.pt
www.afg.pt