



Características do Produto

Conjunto ortopédico completo para mesa cirúrgica DT12BSS em aço inoxidável;
Estrutura compacta incorporada e de montagem simples;
Assento em material não-metálico para permitir a observação Raio-X possível;
Estrutura possibilita observações Raio-X, através de máquinas de Raio-X com armação em forma de "C";
Altura do conjunto ortopédico ajustável de acordo com as posições necessárias;
Retraimento e elevação é possível através de um simples movimento de manivela;
Altura do assento a partir do chão: 780-980mm ajustável;
Tracção máxima: 400N;
Distância máxima tracção: 170mm.

AFG

Avenida do Infante, n 8
Edifício Executivo, 1F
9000 - 015 Funchal, Madeira

291 763 044
geral@afg.pt
www.afg.pt