


Conjunto Ortopédico Completo Para Mesa Cirúrgica Hybase 6100 AFG ORTKITHYBASE6100



Características do Produto

Conjunto ortopédico completo para mesa cirúrgica Hybase 6100 em aço inoxidável, composto por:

Suportes;

Adaptador;

Base para zona pélvica;

Apoio de perna;

Coluna de contração;

Bota de tração;

Base para apoio de pés;

Barra extensiva (longa);

Barra extensiva (curta);

Carrinho de transporte;

Dispositivo de tensão com parafusos.

Estrutura compacta, montagem simples;

Assento em material não-metálico para permitir a observação Raio-X possível;

Estrutura possibilita observações Raio-X, através de máquinas de Raio-X com armação em forma de "C".

AFG

Avenida do Infante, n 8

Edifício Executivo, 1F

9000 - 015 Funchal, Madeira

291 763 044

geral@afg.pt

www.afg.pt