

**Características do Produto**

Iluminação móvel para salas de operação;
Lâmpadas de halogéneo;
3 horas de utilização ininterruptamente;
Chassis com uma caixa de segurança incorporada;
Estável;
Seguro;
Iluminação: $\geq 60,000$ (lux);
Temperatura Cor: 4500 ± 500 (K);
Diâmetro Ponto Luz: 100-250mm;
Potência /Tensão: $\sim 220V/50Hz$ (210W);
Baixa potência (24V).

AFG

Avenida do Infante, n 8
Edifício Executivo, 1F
9000 - 015 Funchal, Madeira

291 763 044
geral@afg.pt
www.afg.pt