

## Iluminação Zfs600/600

1AFG ZFS600600



### Características do Produto

Iluminação utilizada em salas de operação;  
Lâmpadas de halógeneo com filamento de tungsténio;  
Iluminação: 60000 ~ 150000 Lux;  
Temperatura Cor: 4300 K  
Diâmetro Ponto Luz: 120 ~ 300mm;  
Intensidade Luz: 800mm;  
Ajuste Luz: 8 níveis;  
Potência/Tensão: ~ 220V/50Hz (220W);  
Potência Lâmpada 24V: 150W;  
Comutação automática;  
Altura Instalação: 2800mm.

#### AFG

Avenida do Infante, n 8  
Edifício Executivo, 1F  
9000 - 015 Funchal, Madeira

291 763 044  
geral@afg.pt  
www.afg.pt