



### **Características do Produto**

Monitor Cores 7";  
Aprovisionamento Gás: O2; O2+N2O; O2+N2+Ar;  
Até 2 vaporizadores;  
PEEP Electrónico (pressão expiratória final positiva);  
Vaporizadores (agentes): isoflurano, enflurano, halotano, desflurano;  
Volume Controlado da Ventilação: 40-1500ml (com compensação volume);  
Pressão Ventilação (Opcional);  
Mecanismo Vigilância Pressão Positiva;  
Mecanismo Vigilância Inspiração O2.

#### **AFG**

Avenida do Infante, n 8  
Edifício Executivo, 1F  
9000 - 015 Funchal, Madeira

291 763 044  
geral@afg.pt  
www.afg.pt