



### Características do Produto

Monitor Cores 8.4";  
Aprovisionamento Gás: O<sub>2</sub>; O<sub>2</sub>+N<sub>2</sub>O; O<sub>2</sub>+N<sub>2</sub>+Ar;  
Até 2 vaporizadores;  
PEEP Electrónico (pressão expiratória final positiva);  
Vaporizadores (agentes): isoflurano, enflurano, halotano, desflurano;  
Volume Controlado da Ventilação: 40-1500ml (com compensação volume);  
Pressão Ventilação;  
Sistema de circuito fechado, semi-aberto AGCO;  
SIMV (Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada);  
Mecanismo Vigilância Emissão CO<sub>2</sub>;  
Mecanismo Vigilância Inspiração O<sub>2</sub>;  
Mecanismo Vigilância Pressão Positiva;  
Fluxómetro em Vidro.

#### AFG

Avenida do Infante, n 8  
Edifício Executivo, 1F  
9000 - 015 Funchal, Madeira

291 763 044  
geral@afg.pt  
www.afg.pt