



### **Características do Produto**

Monitor tátil TFT cores 10.4";  
Até dois vaporizadores;  
Até 6 modos de ventilação;  
Design compacto;  
Sistema de respiração aquecida;  
PEEP Electrónico (pressão expiratória final positiva);  
Volume Controlado da Ventilação: 20-1500ml (com compensação volume);  
Neonatais até adultos;  
Pressão Ventilação;  
Armazenamento de dados e exibição dos mesmos nas 24h seguintes;  
Vaporizadores (agentes): Desflurano, Isoflurano; Enflurano; Sevoflurano; Halotano;  
Mais vendáveis: sevoflurano e halotano;  
Circuito fechado e semi-aberto (AGCO)  
Fluxómetro Electrónico: O2, N2O e Ar;  
Fluxómetro Auxiliar (opcional): O2;  
Sistema Mecânico de Controlo de Hipoxia;  
Sistema anti-poluição;  
Parâmetro EtCO2 opcional;  
Dimensões: 1355 x 950 x 610  
Peso: 120kg (sem vaporizadores e cilindro).

#### **AFG**

Avenida do Infante, n 8  
Edifício Executivo, 1F  
9000 - 015 Funchal, Madeira

291 763 044  
geral@afg.pt  
www.afg.pt