



Características do Produto

Marquesa ginecológica eléctrica com altura ajustável;
Ajuste de posições pretendidas (posição de Trendelenburg, inclinação de apoio de pés, inclinação do encosto de costas), através do pressionar de botão ergonómico existente na estrutura da marquesa;
Funções activadas através de três motores eléctricos que são conduzidos a uma central de ligação existente na marquesa, que faz o ajuste da posição pretendida;
Marquesa com detalhes e acabamentos especiais para garantir a segurança e conforto dos pacientes;
Limpeza e desinfecção facilitadas graças à estrutura da marquesa;
Marquesa padrão composta por: par de suportes para coxas em poliuretano macio, ajustáveis a todas as posições; recipiente em aço inoxidável, amovível e colocado sob o assento; perfis laterais universais com ganchos para segurar acessórios; suporte para rolo de papel (opcional);
Base da marquesa em aço envernizado com resina epóxi, um suporte extensível fornecido para apoiar os pés e uma coluna que contém os motores eléctricos e a central de ligação;
Base da marquesa coberta por um cárter em ABS de formação térmica;
Marquesa alcochoada, enchimento de borracha alveolar de formato anatómico, forrada a tecido plastificado à prova de fogo e lavável.

AFG

Avenida do Infante, n 8
Edifício Executivo, 1F
9000 - 015 Funchal, Madeira

291 763 044
geral@afg.pt
www.afg.pt