



Características do Produto

Marquesa de observações com duas secções;
Altura fixa;
Fácil limpeza e desinfecção;
Estrutura superior em aço pintado;
Pernas em aço cromado;
Secção de deitar em aglomerado de madeira, alcochoada, impermeável e à prova de fogo, revestida a couro sintético sem costura;
Controlo de encosto situados em ambos os lados da marquesa, cremalheira dupla (6 posições disponíveis);
Apoio de pés fixo;
Suporte de rolo não incluído (mas opcional);
Dimensões: 190 x 56 x 80 cm;
Inclinação de encosto a 70º;
Capacidade: 150kg;
Peso: 29Kg.

AFG

Avenida do Infante, n 8
Edifício Executivo, 1F
9000 - 015 Funchal, Madeira

291 763 044
geral@afg.pt
www.afg.pt