



Características do Produto

Cama de observações, leito da cama dividido em duas partes;
Dimensões: 1900 x 620 x 700mm;
Dimensões encosto: 695 x 620mm;
Encosto ajustável através de uma lingueta dupla com travamento;
Estrutura em aço inoxidável;
Colchão da cama apoiado numa estrutura grossa e resistente;
Cama desmontável.

AFG

Avenida do Infante, n 8
Edifício Executivo, 1F
9000 - 015 Funchal, Madeira

291 763 044
geral@afg.pt
www.afg.pt