



Características do Produto

Marquesa com três secções, convertível em marquesa ginecológica;
Transformável apenas pelo levantando o encosto ou a secção central através de um cavalete de 6 posições;
A secção dos pés e da pelvis é fixa, a cavidade central permite a extracção da bacia colocada debaixo do assento, quando a bacia não está a ser utilizada a área da cavidade é fechada;
A estrutura é consuituida por pernas em aço tubular cromado, ligado à estrutura principal através de uma liga metálica;
A estrutura principal suporta a área de repouso, os cavaletes, o suporte para a bacia e também os grampos para o suporte das coxas;
As três zonas de repouso são em painéis laminados, almofadados e estofados em plástico, tecido à prova de água;
Os vedantes do estofa são duplos, contra rasgos.

AFG

Avenida do Infante, n 8
Edifício Executivo, 1F
9000 - 015 Funchal, Madeira

291 763 044
geral@afg.pt
www.afg.pt