



Características do Produto

Mesa de cabeceira com uma porta na parte inferior, na parte mediana uma zona de arrumação e na parte superior uma gaveta;
Mesa com 4 rodas, com 50mm de diâmetro;
Design simples e ergonómico;
Grande durabilidade de material;
Estrutura em aço com 1mm de espessura, envernizada a resina de epóxi;
Armário resistente aos agentes corrosivos;
Cantos em alumínio extrudido e reforçados para prevenir acidentes;
Frontal da gaveta e porta em madeira uniforme, espessura de 20mm, revestidos com película plástica em todas as superfícies, espessura 0,9mm;
Estrutura interna da gaveta em metal, equipada com uma bandeja desmontável e lavável em ABS.
Gaveta com 8cm de altura;
Mesa de cabeceira equipada com suporte para garrafa e para toalha, em ABS.

AFG

Avenida do Infante, n 8
Edifício Executivo, 1F
9000 - 015 Funchal, Madeira

291 763 044
geral@afg.pt
www.afg.pt