



### **Características do Produto**

Eléctrica através de uma bateria;  
Elevatória;  
Versátil e confortável;  
Almofadada;  
Variadíssimas posições para as mais diversas cirurgias;  
Mesa operações com colchão de descompressão;  
Design anti-estático;  
À prova de água, à prova de fogo, respirável e sem costuras;  
Suporta peso até 250Kg;  
Bateria carregada, capacidade de realizar até 80 cirurgias;  
Alteração de posição através de um simples click de botão;  
3 Painéis de controlo (remoto, coluna e pedal);  
Parte superior da mesa radiolúcida;  
Kit acessórios Standard:  
Topo da Mesa (colchão) c/ memória;  
Suporte de cabeça c/ colchão;  
Suporte perna esquerda e direita c/ colchão;  
Unidade de controlo manual;  
Armação para anestesia;  
Painel de braço com up & down e função de rotação, uma peça com uma pinça radial pesada universal, uma almofada e duas peças para apertar cinto.

#### **AFG**

Avenida do Infante, n 8  
Edifício Executivo, 1F  
9000 - 015 Funchal, Madeira

291 763 044  
geral@afg.pt  
www.afg.pt