



Características do Produto

Ecrã táctil de 15"

Espirometria integrada

Modes de ventilação: ventilação manual/espontânea, VCV, PCV

Ventilação com pressão de suporte com protecção para a apneia

PEEP integrado e controlado electronicamente

Paragem automática de N2O: pára o fluxo de N2O quando o fluxo de O2 é menos do que 200mL/min

Ecrã electrónico e controlo mecânico de medição de fluxo

Sistema de Guarda Hipoxico

3 posições de vaporizadores: 2 activas, 1 inactiva

Tipos de vaporizador: Halotano, Enflurano, Isoflurano, Sevoflurano, Desflurano

Orifícios variáveis de medição de fluxo

Sensor de oxigénio: célula de combustível galvânica

Válvula de limite de pressão (APL) ajustável

AFG

Avenida do Infante, n 8

Edifício Executivo, 1F

9000 - 015 Funchal, Madeira

291 763 044

geral@afg.pt

www.afg.pt